

AGELOC WELLSPA iO SYSTEM

O ageLOC WellSpa iO System proporciona mais dos benefícios que todos precisam para prosperar. É um sistema personalizado de aparelhos de beleza, bem-estar e autocuidados para revitalizar, recuperar, e relaxar para ajudar a estar e sentir-se no seu melhor.



MEET AGELOC WELLSPA IO SYSTEM

Bem-vindo(a) ao futuro dos autocuidados. O ageLOC WellSpa iO System introduz (i) autocuidados inteligentes e produz (o) uma pele visivelmente mais firme e tensa para uma aparência mais jovem e vibrante.

Os benefícios do sistema centram-se em três R principais: Revitalizar, Recuperar e Relaxar. Quer seja para **Revitalizar** o aspeto da sua pele para ganhar autoconfiança, **Recuperar** a sua sensação geral de bem-estar ou **Relaxar** o seu corpo após exercício ou um longo dia, eleve os seus rituais de beleza e bem-estar com o poder do ageLOC WellSpa iO System.

Este sistema de aparelho exclusivo possui produtos cosméticos ageLOC que proporcionam benefícios cientificamente comprovados que pode sentir e ver, uma aplicação ligada à IoT que serve como um companheiro de orientação e uma tecnologia de micro-correntes adaptativa personalizada integrada no aparelho para ajustar confortavelmente a intensidade da corrente à condutividade da sua pele em tempo real.

Liberte a sua confiança única com uma pequena ajuda do sistema ageLOC WellSpa iO.

PORQUE VAI ADORAR

BENEFÍCIOS DE REVITALIZAÇÃO

aparelho ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Serum

- Revitaliza o aspeto da pele favorecendo um sentimento de autoconfiança.
- Concebido para a pele com aspeto de celulite, ajuda a firmar e a contornar visivelmente a pele para proporcionar uma pele radiante e com um aspeto mais suave.
- Torna a pele das coxas, do abdómen e dos braços visivelmente mais firme, para um aspeto mais jovem.
- Ajuda a nutrir a pele, ao promover uma pele limpa, suave e com um aspeto mais saudável.
- Ajuda a melhorar o aspeto da pele flácida, para uma pele com um aspeto tonificado e esculpido.
- Uniformiza o tom de pele, para uma pele visivelmente mais radiante e vibrante.
- Hidrata e ajuda a reduzir o aspeto de papel crepe da pele.
- Atua nas origens dos sinais visíveis do envelhecimento, para preservar um aspeto jovem, reduzindo os indícios de envelhecimento graças aos ingredientes ageLOC.

BENEFÍCIOS DE RECUPERAÇÃO

aparelho ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Activating Gel

- Recupera a sensação geral de bem-estar para um melhor bem-estar holístico.
- Contribui para melhorar a circulação nas camadas da pele e no tecido conector graças ao movimento do aparelho sobre a pele que ajuda a massajar a pele.
- Ajuda a desinchar as irregularidades da pele, para um aspeto suave através do seu movimento de massagem manual.
- Contribui para uma sensação geral de bem-estar, ajudando-o(a) a ter uma melhor aparência e a sentir-se melhor.
- Ajuda-o(a) a sentir-se mais centrado e equilibrado.
- Atua nas origens dos sinais visíveis do envelhecimento, para preservar um aspeto jovem, reduzindo os indícios de envelhecimento graças aos ingredientes ageLOC.

BENEFÍCIOS DE RELAXAMENTO

aparelho ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Activating Gel

- Apoia o seu corpo, para uma melhor sensação pré e pós-treino.
- Proporciona uma excelente massagem manual pré-treino, ajudando a sentir os seus músculos revigorados e prontos para a ação.
- Proporciona uma excelente massagem manual pós-treino, ajudando a relaxar os músculos doridos e a encorajar o relaxamento geral.
- Ajuda-o(a) a sentir-se revigorado(a) e a relaxar após um longo dia.

CARATERÍSTICAS DO APARELHO

- O design da superfície proporciona uma experiência suave e confortável.
- O design exclusivo do nó metálico, com patente pendente nos EUA, foi criado para otimizar o fluxo de corrente e ajudar a proporcionar uma massagem manual suave e confortável, contribuindo simultaneamente para a estimulação da pele. Foi concebido para se adaptar perfeitamente aos contornos do seu corpo e deslizar suavemente sobre a sua pele.
- A microcorrente pulsante bifásica adaptativa, com patente pendente¹, ajusta-se contínua e confortavelmente à sua pele em tempo real, para uma sessão de sistema WellSpa iO sempre otimizada e adequada a si.
- A manga de silicone foi concebida para facilitar a limpeza e minimizar a sujidade.

FUNCIONALIDADES DA APLICAÇÃO NU SKIN VERA


- Personaliza e complementa enquanto revitaliza, recupera e relaxa. Acompanha-o(a) em todas as etapas do processo com tutoriais guiados em tempo real.
- Fornece uma pontuação iO personalizada para o(a) ajudar a manter-se motivado(a) e alcançar os seus objetivos de uso de beleza e bem-estar.
- Ajuda a registar a sua utilização única para obter distintivos divertidos e incentivadores.
- Permite uma Reencomenda fácil para ter sempre os seus produtos à mão.
- Permite uma otimização contínua através de atualizações de firmware no aparelho e atualizações da aplicação.

¹ Nos EUA e noutros mercados mundiais


RESULTADOS CLÍNICOS QUE O COMPROVAM ESTUDO DE REVITALIZAÇÃO

Foi realizado um estudo in vivo em pessoas do sexo feminino entre os 25 e os 60 anos de idade com celulite ligeira a moderada na parte superior da coxa, braços e/ou abdômen, que foram recrutadas para utilizar um regime ageLOC WellSpa iO. 33 delas utilizaram o seguinte regime: ageLOC Body Polish como produto de limpeza esfoliante, três vezes por semana, nas zonas acima referidas, o aparelho WellSpa iO com ageLOC Body Serum durante três minutos, três vezes por semana, e ageLOC Dermatic Effects duas vezes por dia. Cada zona foi avaliada por classificação clínica e autopercepção no início do estudo e nas semanas dois, quatro, oito e doze. A parte posterior da coxa também foi avaliada por instrumentos de cutometria nestes mesmos momentos.

Os resultados do Cutometer que ilustram as melhorias na firmeza e elasticidade da pele da coxa são apresentados a seguir.



O avaliador clínico avaliou a aparência da celulite para cada zona. Abaixo está uma representação das alterações observadas na coxa.



As pessoas também notaram melhorias no aspeto da sua pele nos seguintes atributos para cada zona:

- Celulite
- Firmeza
- Contorno
- Aparência geral
- Suavidade
- Hidratação
- Tensão

No âmbito do mesmo estudo, com outro grupo de 32 mulheres entre os participantes que seguiram o regime de Revitalização, a nossa investigação também demonstrou que, com o aumento da frequência de utilização do aparelho ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Serum (máximo de 5 vezes por semana) e do tempo (5 minutos por zona corporal), os benefícios podem ser observados mais rapidamente e com melhores resultados ao longo de 12 semanas.

COMO USAR

Antes de utilizar, consulte o manual do ageLOC WellSpa iO System para obter informações de segurança e a aplicação Vera para obter instruções de utilização. Qualquer que seja a rotina que escolher, formulámos os nossos luxuosos produtos sem enxaguamento com ingredientes ageLOC que atuam sobre os sinais visíveis do envelhecimento da pele para preservar um aspeto jovem.

REGIME DE REVITALIZAÇÃO

ageLOC Body Polish + aparelho ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Serum + ageLOC Dermatic Effects

Use três vezes por semana a diariamente. Depois de limpar com ageLOC Body Polish no duche e secar a pele com uma toalha, aplique o ageLOC Body Serum nas zonas visadas (por exemplo, braços, coxas/nádegas ou abdómen) e inicie a sua sessão ageLOC WellSpa iO. Deslize levemente o aparelho sobre a pele em direção ao centro do corpo e volte a descer em movimentos lentos e circulares. Reaplique o sérum conforme necessário durante a sessão para garantir uma conectividade suave e contínua entre a pele e o aparelho. Massage qualquer sérum restante na pele. Como passo final, aplique ageLOC Dermatic Effects massajando-o com movimentos circulares firmes e ascendentes.

REGIMES DE RECUPERAÇÃO E RELAXAMENTO

aparelho ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Activating Gel

Aplique uma quantidade suficiente de ageLOC Body Activating Gel nas zonas visadas desejadas sobre pele limpa. Use-o com o seu aparelho ageLOC WellSpa iO.

Para o regime de recuperação, faça deslizar suavemente o aparelho pela zona do corpo com movimentos ascendentes longos. Depois, gire o aparelho para passar para a secção seguinte até cobrir toda a zona do corpo. Massage o gel remanescente na pele. Use até uma vez por dia.

Para o regime de relaxamento, faça deslizar suavemente o aparelho pela zona do corpo com movimentos circulares ascendentes lentos, com especial cuidado nas zonas mais apertadas. Depois, gire o aparelho para passar para a secção seguinte até cobrir toda a zona do corpo. Massage o gel remanescente na pele. Use até uma vez por dia.

NOTA: Conecte o aparelho à aplicação Nu Skin Vera ou consulte o manual ageLOC WellSpa iO para obter informações completas sobre a utilização.

O QUE POTENCIA OS NOSSOS PRODUTOS AGELOC

AGELOC BODY SERUM

O ageLOC Body Serum é usado em conjunto com o aparelho ageLOC WellSpa iO e foi formulado para pele com aspeto de celulite. Contribui para o contorno visível, a melhoria da resplandecência da pele e o aspeto geral da pele. Não só ajuda a tornar a pele visivelmente mais firme e esticada, como também inclui uma mistura de ingredientes hidratantes que favorecem a suavidade da pele e melhoram o aspeto da pele com rugas para uma aparência mais jovem.

- **Body Silhouette Blend** - uma mistura cuidadosamente elaborada de ingredientes botânicos concebida para pele com aspeto de celulite. A mistura visa múltiplos fatores para revelar uma aparência de pele firme, contornada e preenchida.
- **AI Peptide** - um oligopéptido natural único identificado através de IA para melhorar a aparência de firmeza da pele e suavidade.
- **Caesalpinia Spinosa Fruit e Kappaphycus Alvarezii Extract** - para ajudar a melhorar a firmeza e a suavidade da pele.
- **Skin Conditioning Blend** (Girassol, Macadâmia, Alantoína e Pantenol) - para ajudar a melhorar o aspeto geral da pele.
- **ageLOC Blend** - uma mistura de ingredientes patenteada que atua sobre os sinais visíveis do envelhecimento da pele para preservar um aspeto jovem.

AGELOC BODY ACTIVATING GEL

O ageLOC Body Activating Gel deixa uma sensação de frescura com as suas rotinas Recuperação e Relaxamento ageLOC WellSpa iO. Foi formulado para atuar com o aparelho ageLOC WellSpa iO.

- **WellBe Blend** - uma mistura cuidadosamente elaborada de extratos de raiz de Crithimum Maritimum e Ashwagandha (extrato de raiz de Withania Somnifera) que ajuda a obter uma sensação geral de bem-estar.
- **ageLOC Blend** - uma mistura de ingredientes patenteada que atua sobre os sinais visíveis do envelhecimento da pele para preservar um aspeto jovem.

EXPERIMENTE COM OS SEGUINTE PRODUTOS*

- ageLOC Body Polish
- ageLOC Dermatic Effects®
- Epoch® IceDancer Invigorating Leg Gel
- Beauty Focus Multibeauty

* Consulte o site do seu mercado para se informar sobre a disponibilidade local do produto.

FIQUE A SABER MAIS

Como é que se integra beleza e bem-estar num sistema de aparelho?

Vemos o nosso corpo como um ecossistema e queremos soluções holísticas que complementem as nossas necessidades de bem-estar pessoal em constante evolução.

O sistema ageLOC WellSpa iO faz exatamente isso. Desde as fantásticas fórmulas ageLOC ao design único do aparelho, à microcorrente adaptativa e à experiência iO conectada, o sistema ageLOC WellSpa iO proporciona benefícios de beleza e bem-estar revitalizantes, restauradores e relaxantes que o(a) ajudam a parecer e a sentir-se no seu melhor.

Como é que o sistema ageOC WellSpa iO é único?

O sistema ageLOC WellSpa iO é uma reimaginação da experiência de spa em casa. Os tópicos que acompanham (ageLOC Body Serum e ageLOC Body Activating Gel) são uma experiência permanente contínua com ingredientes cuidadosamente selecionados. Ao mesmo tempo, o ageLOC Body Polish proporciona benefícios complementares de limpeza e polimento da pele, para um acabamento suave e radiante, enquanto o ageLOC Dermatic Effects melhora o aspeto de firmeza da pele como loção diária para o contorno do corpo. O aparelho ageLOC WellSpa iO incorpora nós metálicos únicos, com patente pendente, que ajudam a proporcionar uma massagem suave e confortável, contribuindo simultaneamente para a estimulação da pele. O design único destes nós metálicos adapta-se perfeitamente aos contornos do seu corpo e desliza suavemente sobre a sua pele. O aparelho utiliza igualmente uma microcorrente adaptativa (microcorrente pulsante bifásica adaptativa) que se adapta continuamente às alterações da condutividade da pele ao longo de cada sessão para proporcionar uma experiência otimizada, personalizada e confortável. Este sistema não só ajuda a esculpir e a embelezar a pele, como também a revitaliza para uma experiência globalmente estimulante e permite-lhe personalizar a sua jornada de beleza e bem-estar.

Em que é que a microcorrente do ageLOC WellSpa iO difere do ageLOC Galvanic Body Spa?

O ageLOC Galvanic Body Spa utiliza uma corrente contínua pulsante. O ageLOC WellSpa iO, por outro lado, utiliza uma microcorrente adaptativa. Trata-se de uma corrente pulsante bifásica que se adapta continuamente à condutividade da pele em tempo real. A capacidade de se ajustar à condutividade da pele permite que o aparelho forneça a intensidade de corrente ideal sem comprometer o conforto.

Qual é o tempo máximo recomendado para utilizar o sistema ageLOC WellSpa iO?

Pode utilizar o seu sistema de aparelho ageLOC WellSpa iO durante até 5 minutos em cada zona do corpo. Siga as instruções de utilização.

Porque é que existem diferentes movimentos de utilização para o ageLOC WellSpa iO?

As pessoas que desejam revitalizar a sua aparência devem utilizar movimentos dirigidos para cima e/ou para dentro, massajando simultaneamente suavemente a zona para ajudar a melhorar o aspeto da pele. Para as pessoas que desejam recuperar o seu bem-estar e visar uma zona inteira (por exemplo, toda a coxa ou todo o braço), recomenda-se fazer movimentos básicos para cima e para dentro. Durante uma rotina de relaxamento, grupos musculares específicos são objeto de uma massagem suave que os ajudar a relaxar. Por conseguinte, deve-se realizar movimentos mais pequenos, circulares e para cima/para baixo.

Porque é que os nós metálicos têm uma forma tão única?

O design único do nó metálico do aparelho ageLOC WellSpa iO foi criado para ajudar a proporcionar uma massagem manual suave e confortável que contribui para a simulação da pele. O aparelho foi concebido para se adaptar de forma otimizada aos contornos do corpo e deslizar suavemente sobre a pele.

Tenho de conectar à aplicação para utilizar o meu ageLOC LumiSpa iO?

Se não conectar, continuará a usufruir de todos os benefícios de beleza e bem-estar. No entanto, o ageLOC WellSpa iO foi criado para ser conectado, pelo que vai querer beneficiar de todas as funcionalidades desenvolvidas exclusivamente para si, incluindo a definição de objetivos de utilização personalizados, tutoriais guiados, rotinas personalizadas e seguimento da utilização.

Como sei qual é a rotina certa para mim?

Você é a pessoa que melhor conhece as suas necessidades de beleza e bem-estar, e há muitas rotinas que pode escolher quando entrar na aplicação Vera. Não hesite em experimentá-las todas para obter todos os benefícios fantásticos que temos a certeza que a sua pele e o seu corpo vão adorar.

Como é que o aparelho ageLOC WellSpa iO ajuda no compromisso da Nu Skin para com a sustentabilidade?

Como guardiões responsáveis pelo nosso planeta, concebemos o aparelho ageLOC WellSpa iO com uma bateria recarregável que aumenta a longevidade do aparelho. Verifique as suas capacidades locais de reciclagem de aparelhos e recicle sempre que possível. Para obter mais informações sobre reciclagem, visite www.nuskin.com/sustainability.

O QUE CONTÉM

AGELOC BODY SERUM

Ingredientes: Aqua, Glycerin, Propanediol, Pentylene Glycol, PEG-16 Macadamia Glycerides, PEG-10 Sunflower Glycerides, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Panthenol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Arginine, Allantoin, Caprylyl Glycol, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Kappaphycus Alvarezii Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Crithmum Maritimum Extract, Oligopeptide-1, Hydroxyacetophenone, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tocopherol, Benzotriazolyl Dodecyl P-Cresol, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether, Carbomer, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Benzyl Salicylate.

AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Ingredientes: Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Fructose, Caprylyl Glycol, Allantoin, Bisabolol, Panthenol, Withania Somnifera Root Extract, Sodium PCA, Oryza Sativa Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Crithmum Maritimum Extract, Carbomer, Disodium EDTA, Aminomethyl Propanol, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene.

Leia o código QR para conectar com a Vera

