

SYSTÉM AGELOC WELLSPA iO

Systém ageLOC WellSpa iO prináša viac výhod, ktoré všetci potrebujeme, aby sme žiarili. Je to prispôsobený systém s kozmetickým a wellness prístrojom na starostlivosť o seba, ktorý vám pomôže k obnove, revitalizácii a relaxu, aby ste vyzerali a cítili sa vo svojej najlepšej forme!



PREDSTAVUJEME VÁM SYSTÉM AGELOC WELLSPA IO

Vitajte v budúcnosti starostlivosti o telo. Vstupom (input – i) systému ageLOC WellSpa iO je inteligentná starostlivosť o telo a výstupom (output – o) viditeľne pevnejšia a napnutejšia pleť na získanie mladistvého a žiarivého vzhľadu.

Výhody systému zahŕňajú 3 R: Revitalise (Revitalizujte), Restore (Obnovujte) a Relax (Relaxujte). Či už chcete **revitalizovať** vzhľad svojej pleti na získanie sebavedomia, **obnoviť** svoj celkový pocit pohody alebo **uvoľniť** svoje telo po cvičení či dlhom dni, svoje kozmetické a wellness rituály môžete pozdvihnúť na vyššiu úroveň vďaka sile systému ageLOC WellSpa iO.

Tento exkluzívny systém s prístrojom využíva kozmetické produkty ageLOC, ktoré prinášajú vedecky overené výhody, ktoré vidno a cítiť, aplikáciu IoT, ktorá slúži ako sprievodca a prispôsobenú technológiu adaptívneho mikroprúdu integrovanú v prístroji na komfortné nastavenie intenzity vedenia prúdu do vašej pleti v reálnom čase.

Oslobodte vaše jedinečné sebavedomie s malou pomocou od systému ageLOC WellSpa iO.

PREČO SI HO ZAMILUJETE

VÝHODY V OBLASTI REVITALIZÁCIE
prístroj ageLOC WellSpa iO + ageLOC
Body Serum

- Oživte vzhľad svojej pleti, ktorý podporuje pocit sebavedomia.
- Je navrhnutý pre pleť so vzhľadom celulitídy a pomáha viditeľne spevniť a kontúrovať pleť na dosiahnutie žiarivej a hladšie vyzerajúcej pleti.
- Viditeľne spevňuje a napína pleť na stehnách, bruchu a ramenách na dosiahnutie mladistvého vzhľadu.
- Pomáha vyživovať pleť na podporu jasnej, hladkej a zdravo vyzerajúcej pleti.
- Pomáha zlepšovať vzhľad ochabnutej pleti na dosiahnutie tónovaného a vytvarovaného vzhľadu pleti.
- Vyrovnáva tón pleti na získanie viditeľne jasnejšej a žiarivejšej pleti.
- Hydratuje a pomáha redukovať vráskavý vzhľad pleti.
- Zameriava sa na zdroje viditeľných známk starnutia pleti tak, aby sa zachoval jej mladistvý vzhľad a redukovali známky starnutia vďaka zloženiu ageLOC.

PRÍNOSY V OBLASTI OBNOVY

Prístroj ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Activating Gel

- Obnovuje celkový pocit pohody na dosiahnutie lepšieho holistického wellness zážitku.
- Pomáha zlepšiť krvný obeh v jednotlivých vrstvách pokožky a spojovacích tkanív vďaka pohybu prístroja po pleti, ktorý ju pomáha masírovať.
- Pomáha zbaviť sa opuchnutého vzhľadu a získať hladký vzhľad vďaka manuálnemu masážnemu pohybu.
- Podporuje celkový pocit pohody a pomáha vám vyzeráť a cítiť sa lepšie.
- Pomáha vám cítiť sa sústredene a v lepšej rovnováhe.
- Zameriava sa na zdroje viditeľných známok starnutia pleti tak, aby sa zachoval jej mladistvý vzhľad a redukovali známky starnutia vďaka zloženiu ageLOC.

PRÍNOSY V OBLASTI RELAXU

Prístroj ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Activating Gel

- Podporuje vaše telo, aby ste získali lepší pocit pred a po cvičení.
- Poskytuje skvelú manuálnu masáž pred cvičením, čo pomáha povzbudiť svaly a pripraviť ich na záťaž.
- Poskytuje skvelú manuálnu masáž po cvičení, čím pomáha uvoľniť ubolené svaly a podporuje celkovú relaxáciu.
- Pomáha dosiahnuť pocit osvieženia a uvoľnenia po dlhom dni.

FUNKCIE PRÍSTROJA

- Dizajn povrchu poskytuje hladký a komfortný zážitok.
- Dizajn kovového výčnelku, ktorý čaká v USA na patent, bol vytvorený tak, aby optimalizoval tok prúdu a pomáhal poskytovať hladkú a komfortnú manuálnu masáž a zároveň prispieť k stimulácii pleti. Je navrhnutý na perfektné kopírovanie kontúr vášho tela a hladké kĺzanie po vašej pleti.
- Adaptívny dvojfázový pulzný mikroprúd, ktorý čaká na udelenie patentu,¹ sa nepretržite a komfortne prispôsobuje vašej pleti v reálnom čase – na dosiahnutie ošetrenia systémom WellSpa iO vždy optimalizovaného presne pre vás.
- Silikónový návlek bol navrhnutý tak, aby uľahčoval čistenie a minimalizoval neporiadok.

FUNKCIE APLIKÁCIE NU SKIN VERA


- Prispôsobuje a dopĺňa vašu revitalizáciu, obnovu a relax. Poskytuje návody s postupom, ktoré vás v reálnom čase prevedú každým krokom.
- Poskytuje personalizované iO skóre, ktoré vám pomôže zostať motivovanými a dosiahnuť svoje ciele v oblasti krásy a wellness.
- Pomáha sledovať vaše používanie a získavať zábavné a motivačné odznaky.
- Ponúka jednoduché doobjednanie, vďaka ktorému budete mať svoje produkty vždy po ruke.
- Poskytuje neustálu optimalizáciu vďaka aktualizáciám aplikácie aj firmvéru prístroja.

¹ V USA a na ďalších trhoch sveta


KLINICKÉ VÝSLEDKY, KTORÉ TO PREUKÁZALI ŠTÚDIA ZAMERANÁ NA REVITALIZÁCIU

Uskutočnila sa štúdia, ktorej sa zúčastnili ženy vo veku 25 až 60 rokov s miernou až stredne závažnou celulitídou na horných stehnách, horných ramenách a/alebo bruchu, ktoré používali režim systému ageLOC WellSpa iO. 33 z nich dodržiavalo nasledujúci režim: použitie produktu ageLOC Body Polish ako exfoliačného čistiacieho prípravku vo vyššie uvedených oblastiach, prístroja WellSpa iO s produktom ageLOC Body Serum počas troch minút, trikrát týždenne a produktu ageLOC Dermatic Effects dvakrát denne. Každá oblasť bola hodnotená klinickým hodnotením a vlastným hodnotením na začiatku a po dvoch, štyroch, ôsmich a dvanástich týždňoch. V rovnakých časových bodoch bola pomocou tzv. kutometra hodnotená aj zadná časť horného stehna.

Výsledky merania kutometrom ilustrujúce zlepšenie pevnosti a pružnosti pleti na stehne sú uvedené nižšie.



Klinické hodnotenie posúdilo vzhľad celulitídy pre každú oblasť. Nižšie nájdete ukážku zmien, ktoré boli viditeľné na stehnách.



Subjekty tiež vykázali zlepšenie vzhľadu pleti z nasledujúcich hľadísk pre jednotlivé oblasti:

- Celulitída
- Pevnosť
- Kontúrovanosť
- Celkový vzhľad
- Hladkosť
- Hydratácia
- Napnutosť

Ako súčasť tej istej štúdie s inou skupinou 32 subjektov ženského pohlavia v rámci účastníkov na režime Revitalizácia náš výskum taktiež preukázal, že so zvyšujúcou sa frekvenciou používania prístroja ageLOC WellSpa iO s prípravkom ageLOC Body Serum (maximálne 5-krát za týždeň) a času (5 minút na každú oblasť tela) možno vidieť prínosy rýchlejšie a s lepšími výsledkami po 12 týždňoch.

SPÔSOB POUŽÍVANIA

Pred použitím si prečítajte príručku k systému ageLOC WellSpa iO, kde nájdete bezpečnostné informácie, a pozrite aplikáciu Vera, kde nájdete pokyny na používanie. Bez ohľadu na zvolený postup máte k dispozícii rad luxusných produktov vytvorených s použitím zloženia ageLOC zameraných na viditeľné známky starnutia pleti s cieľom zachovať jej mladistvý vzhľad.

REŽIM REVITALIZÁCIA

ageLOC Body Polish + prístroj ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Serum + ageLOC Dermatic Effects

Používajte trikrát týždenne až denne. Po vyčistení pleti pomocou ageLOC Body Polish v sprche a vysušení pleti prikladaním uteráku naneste na požadované oblasti (napr. ramená, stehná/zadok či brucho) ageLOC Body Serum a spustite ošetrovanie prístrojom ageLOC WellSpa iO. Jemne kĺžte prístrojom po povrchu pleti smerom nahor do stredu tela a späť nadol pomalými krúživými pohybmi. Počas používania prístroja podľa potreby dopĺňajte sérum na zabezpečenie hladkého a nepretržitého kontaktu pleti s prístrojom. Prípadné zvyšné sérum vmasírujte do pleti. Ako posledný krok naneste prípravok ageLOC Dermatic Effects jeho vmasírovaním pevnými krúživými pohybmi smerom nahor.

REŽIM OBNOVENIA A RELAXU

Prístroj ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Activating Gel

Naneste dostatočné množstvo gélu ageLOC Body Activating Gel na čistú pleť v požadovanej cieľovej oblasti. Používajte so svojím prístrojom ageLOC WellSpa iO.

V režime obnovy jemne kĺžte prístrojom po danej oblasti tela dlhými ťahmi smerom nahor. Potom prístroj otočte a prejdite na ďalšiu oblasť, kým nepokryjete celé telo. Prípadný zvyšný gél vmasírujte do pleti. Používajte najviac raz denne.

V režime relaxu jemne kĺžte prístrojom po danej oblasti tela pomalými krúživými pohybmi smerom nahor, pričom venujte špeciálnu pozornosť oblastiam, ktoré sú stuhnuté. Potom prístroj otočte a prejdite na ďalšiu oblasť, kým nepokryjete celé telo. Prípadný zvyšný gél vmasírujte do pleti. Používajte najviac raz denne.

POZNÁMKA: Ak si chcete prezrieť kompletné detaily používania, otvorte aplikáciu Nu Skin Vera alebo si prečítajte príručku k prístroju ageLOC WellSpa iO.

ČO DODÁVA ÚČINOK NAŠIM PRODUKTOM AGELOC

AGELOC BODY SERUM

ageLOC Body Serum, ktorý sa používa s prístrojom ageLOC WellSpa iO, obsahuje zloženie určené špeciálne pre pleť so vzhľadom celulitídy. Podporuje viditeľné kontúrovanie, zlepšenie žiarivosti pleti a celkového vzhľadu pleti. Nielenže pomáha viditeľne spevniť a napnúť pleť, ale obsahuje aj zmes hydratačných zložiek, ktoré podporujú hladkosť pleti a zlepšujú vzhľad vráskavej pleti na dosiahnutie mladistvého vzhľadu.

- **Zloženie Body Silhouette** – starostlivo vytvorená zmes botanických zložiek navrhnutá pre pleť so vzhľadom celulitídy. Zameriava sa na viacero faktorov s cieľom odhaliť pevný, kontúrovaný a napnutý vzhľad pleti.
- **AI peptid** – jedinečný prírodný oligopeptid identifikovaný pomocou AI, ktorý zlepšuje vzhľad pevnosti pleti a vyhladzuje pleť.
- **Plod rastliny Caesalpinia spinosa a extrakt z rastliny Kappaphycus alvarezii** – pomáhajú zlepšovať pevnosť a hladkosť pleti.
- **Zloženie na vyživenie pleti** (slnečnica, makadam, alantoín a panthenol) – pomáha zlepšiť celkový vzhľad pleti.
- **Zloženie ageLOC** – vlastná zmes, ktorá sa zameriava na viditeľné známky starnutia pleti tak, aby sa zachoval jej mladistvý vzhľad.

AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Po postupe Obnova a Relax s prístrojom ageLOC WellSpa iO zanecháva ageLOC Body Activating Gel chladivý pocit.

Má zloženie fungujúce s prístrojom ageLOC WellSpa iO.

- **WellBe Blend** – starostlivo vytvorená zmes z koreňových výťažkov rastlín Crithimum maritimum a Ashwagandha (koreňový výťažok rastliny Withania somnifera), ktorá pomáha zacieliť na celkový pocit pohody.
- **Zloženie ageLOC** – vlastná zmes, ktorá sa zameriava na viditeľné známky starnutia pleti tak, aby sa zachoval jej mladistvý vzhľad.

VYSKÚŠAJTE AJ*

- ageLOC Body Polish
- ageLOC Dermatic Effects®
- Epoch® IceDancer Invigorating Leg Gel
- Beauty Focus MultiBeauty

* Lokálnu dostupnosť produktu si môžete overiť na webovej stránke pre váš trh.

ZISTITE O ŇOM VIAC

Ako ste dokázali integrovať krásu a wellness do systému s jedným prístrojom?

Naše telá vnímame ako ekosystém a hľadáme holistické riešenia, ktoré dopĺňajú naše vyvíjajúce sa potreby v oblasti osobnej pohody. Systém ageLOC WellSpa iO robí presne to isté. Od úžasných zložiek ageLOC až po unikátny dizajn prístroja, adaptívny mikroprúd a pripojený zážitok iO – systém ageLOC WellSpa iO poskytuje výhody v oblasti krásy a wellness prostredníctvom revitalizácie, obnovy a relaxu, vďaka čomu môžete vyzeráť a cítiť sa v najlepšej forme.

V čom je systém ageOC WellSpa iO taký jedinečný?

Systém ageLOC WellSpa iO je stelesnením domáceho kúpeľného zážitku. Sprievodné pleťové produkty (ageLOC Body Serum a ageLOC Body Activating Gel) ponúkajú kompletný zážitok s produktmi so starostlivo vybraným zložením, ktoré si necháte pôsobiť na pleti. Prípravok ageLOC Body Polish zároveň poskytuje doplnkové výhody v podobe čistenia a leštenia pleti na dosiahnutie hladkého a žiarivého vzhľadu, zatiaľ čo prípravok ageLOC Dermatic Effects pracuje na zlepšení pevnosti pleti ako vaše denné tvarovacie telové mlieko. Prístroj ageLOC WellSpa iO obsahuje jedinečné kovové výstupky (čaká sa na udelenie patentu), ktoré poskytujú hladkú a komfortnú masáž a zároveň prispievajú k stimulácii pleti. Tento jedinečný dizajn týchto kovových výstupkov optimálne kopíruje kontúry vášho tela a ľahko kľže po vašej pleti. Prístroj tiež využíva adaptívny mikroprúd (adaptívny dvojfázový pulzný mikroprúd), ktorý sa neustále prispôsobuje zmenám vo vodivosti pleti počas každého ošetrenia, aby poskytoval optimálny, prispôbený a komfortný zážitok. Systém nielenže pomáha tvarovať a skrášľovať pleť, ale ju tiež revitalizuje na dosiahnutie celkového napnutejšieho zážitku a umožňuje vám prispôbiť si svoju cestu ku krásu a wellness.

Ako sa líši mikroprúd prístroja ageLOC WellSpa iO od ageLOC Galvanic Body Spa?

ageLOC Galvanic Body Spa využíva pulzný priamy prúd. ageLOC WellSpa iO naopak využíva adaptívny mikroprúd. To je dvojfázový pulzný prúd, ktorý sa nepretržite v reálnom čase prispôsobuje vodivosti pleti. Schopnosť prispôbovať sa zmenám vodivosti pleti umožňuje prístroju poskytovať optimálnu intenzitu prúdu bez zníženia komfortu.

Aký je maximálny odporúčaný čas používania systému ageLOC WellSpa iO?

Prístroj ageLOC WellSpa iO môžete používať až 5 minút na každú oblasť svojho tela. Dbajte na dodržiavanie pokynov na používanie.

Prečo existujú rôzne pohyby pri používaní ageLOC WellSpa iO?

Ľudia, ktorí chcú revitalizovať svoj vzhľad, by mali pohybovať prístrojom smerom nahor a/alebo dovnútra, čím poskytujú aj jemnú masáž oblasti na pomoc k zlepšeniu vzhľadu pleti.

Ľuďom, ktorí chcú obnoviť svoj pocit pohody a zamerať sa na celú oblasť (napr. celé stehno, celé rameno), sa odporúča zamerať sa na základný pohyb nahor alebo dovnútra. Počas relaxačného režimu sa zameriavame na špecifické skupiny svalstva prostredníctvom jemnej masáže, aby sme im pomohli uvoľniť sa. Tam sú požadované menšie krúživé pohyby smerom nahor/dnu.

Prečo majú kovové výčnelky taký unikátny tvar?

Dizajn jedinečných kovových výčnelkov prístroja ageLOC WellSpa iO bol navrhnutý tak, aby pomáhal poskytovať hladkú a komfortnú manuálnu masáž, ktorá prispieva k stimulácii pleti. Prístroj bol navrhnutý na optimálne kopírovanie kontúr tela a hladké klzanie po vašej pleti.

Musím sa pripojiť k aplikácii, ak chcem používať svoj prístroj ageLOC WellSpa iO?

Aj keď sa nepripojíte, prístroj vám poskytne všetky prínosy v oblasti krásy a wellness, ktoré tak milujete. Systém ageLOC WellSpa iO je vša kvytvorený na pripojenie, aby ste mohli využiť všetky výhody funkcií vyvinutých špeciálne pre vás vrátane prispôbeného stanovovania cieľov používania, návodov na používanie, prispôbených postupov a sledovania používania.

Ako viem, ktorý postup je správny pre mňa?

Svoje potreby v oblasti krásy a wellness poznáte sami najlepšie. V aplikácii Vera máte k dispozícii množstvo postupov na výber. Vyskúšajte ich všetky a získajte všetky úžasné výhody, ktoré bude vaša pleť a telo určite milovať.

Ako podporuje prístroj ageLOC WellSpa iO záväzok spoločnosti Nu Skin stať sa udržateľnejšou?

Ako zodpovední správcovia našej planéty sme navrhli prístroj ageLOC WellSpa iO s nabíjateľnou batériou, čím sa predĺžila životnosť prístroja. Skontrolujte svoje miestne možnosti a ak je to možné, prístroj recyklujte. Ďalšie informácie a podrobnosti o recyklácii nájdete na stránke www.nuskin.com/sustainability.

ČO OBSAHUJE

AGELOC BODY SERUM

Zloženie: Aqua, Glycerin, Propanediol, Pentylene Glycol, PEG-16 Macadamia Glycerides, PEG-10 Sunflower Glycerides, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Panthenol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Arginine, Allantoin, Caprylyl Glycol, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Kappaphycus Alvarezii Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Crithmum Maritimum Extract, Oligopeptide-1, Hydroxyacetophenone, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tocopherol, Benzotriazolyl Dodecyl P-Cresol, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoyl Ether, Carbomer, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Benzyl Salicylate.

AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Zloženie: Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Fructose, Caprylyl Glycol, Allantoin, Bisabolol, Panthenol, Withania Somnifera Root Extract, Sodium PCA, Oryza Sativa Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Crithmum Maritimum Extract, Carbomer, Disodium EDTA, Aminomethyl Propanol, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene.

Naskenujte QR kód na pripojenie k aplikácii Vera

