

# AGELOC WELLSPA iO SYSTEM

ageLOC WellSpa iO system ger fler av de fördelar alla behöver för att vårda huden på bästa sätt. Det är ett individanpassat skönhets-, wellness- och egenvårdsapparatsystem som hjälper dig att återställa, revitalisera och koppla av för att du ska se bra ut och må bättre!



## UPPTÄCK AGELOC WELLSPA IO SYSTEM

Välkommen till framtiden för egenvård: ageLOC WellSpa iO System inputs (i) smart egenvård och outputs (o) synbart fastare och mer uppstramad hud för ett mer ungdomligt, strålande utseende.

Systemets fördelar kan sammanfattas med tre viktiga punkter: återställer, revitaliserar och har en avslappnande effekt. Oavsett om det är för att **återställa** din allmänna känsla av välbefinnande, **revitalisera** din huds utseende för bättre självförtroende, eller få dig att **slappna av** i kroppen efter träning eller en lång dag kan du höja ribban för dina skönhets- och wellnessritualer med hjälp av ageLOC WellSpa iO System.

Detta exklusiva apparatsystem har kosmetiska produkter inom ageLOC-sortimentet som ger vetenskapligt beprövade fördelar som känns och syns, en IoT-ansluten app som fungerar som en vägledare, och en individanpassad adaptiv mikroströmteknik som integrerats i apparaten för att enkelt anpassa strömmens intensitet till din hudkonduktivitet i realtid.

Frigör ditt unika självförtroende med lite hjälp av ageLOC WellSpa iO system.

## ORSAKER ATT ÄLSKA PRODUKTEN

### REVITALISERINGSFÖRDELAR

ageLOC WellSpa iO-apparat + ageLOC Body Serum

- Revitaliserar hudens utseende och främjar en känsla av självförtroende.
- Utformad för hud som har celluliter. Den hjälper till att synbart strama upp och forma huden för en mer lysterfylld, jämnare hy.
- Stramar åt och ger huden spänst på lår, mage och armar för ett mer ungdomligt utseende.
- Hjälper till att tillföra näring till huden för att främja en klarare, jämnare och mer frisk hud.
- Hjälper till att förbättra utseendet på förslappad hud för en tonad och skulpterad look.
- Jämnar ut hudtonen för en synbart ljusare, livfull hud.
- Återfuktar och hjälper till att minska uppkomsten av rynkig hud.
- ageLOC- ingredienser som riktar in sig på källorna till hudens synliga ålderstecknen, för att ge dig en ungdomligare look.

## ÅTERSTÄLLNINGSFÖRDELAR

ageLOC WellSpa iO device + ageLOC Body Activating Gel

- Återställer en allmän känsla av välbefinnande för bättre holistisk wellness.
- Tack vare apparatens rörelser över huden som hjälper till att massera huden bidrar den till att förbättra cirkulationen i hudlager och bindväv.
- Hjälper till att dämpa svullnad i huden för en jämnare look tack vare dess manuella massagerörelser.
- Stödjer en allmän känsla av välbefinnande och hjälper dig se bra ut och må bra.
- Hjälper dig att känna dig mer centrerad och balanserad.
- ageLOC-ingredienser som riktar in sig på källorna till hudens synliga ålderstecknen, för att ge dig en ungdomligare look.

## AVKOPPLINGSFÖRDELAR

ageLOC WellSpa iO device + ageLOC Body Activating Gel

- Stödjer din kropp för en bättre känsla före och efter träning.
- Ger en fantastisk manuell massage före träning och hjälper musklerna att kännas återupplivade och redo att köra.
- Ger en fantastisk manuell massage efter träning vilket hjälper ömma muskler att slappna av och främjar avkoppling.
- Revitaliserar din hy och får dig att koppla av efter en lång dag.

## APPARATEGENSKAPER

- Ytformgivningen ger en smidig bekväm upplevelse.
- Den unika designen med en metallisk nod som omfattas av en patentansökan i USA har utformats för att optimera strömsflöde och hjälpa till att ge en smidig, behaglig manuell massage samtidigt som den stimulerar huden. Den har utformats för att passa kroppens konturer perfekt och glida smidigt över huden.
- Adaptiv, bifasisk, pulserande mikroström som omfattas av en patentansökan<sup>1</sup> anpassar sig löpande och enkelt till huden i realtid—för ett optimerat, skräddarsytt behandlingstillfälle med WellSpa iO system varje gång.
- Silikonhöljet har utformats för enkel rengöring och minimal röra.

## FUNKTIONER I NU SKIN VERA-APPEN

- Individanpassar och kompletterar medan du revitaliserar, återställer och kopplar av. Guidade tutorials i realtid leder dig hela vägen.
- Individanpassade iO-poäng hjälper dig att hålla dig motiverad och nå dina användningsmål inom skönhet och wellness.
- Hjälper dig att spåra din unika användning för roliga incitamentmärken.
- Tack vare enkel ombeställning har du alltid dina produkter nära till hands.
- Erbjuder ständig optimering via uppdateringar av både appen och apparaten.


<sup>1</sup> I USA och andra marknader globalt

Det här dokumentet är avsett för Nu Skin-personal samt oberoende Brand Affiliates i Europa (utom Ukraina) och Sydafrika. Det är inte avsett för allmänheten. Se varumärkesordlistan på [www.nuskin.com](http://www.nuskin.com) för en lista över alla registrerade varumärken inom Nu Skins europeiska och sydafrikanska marknader.


## KLINISKT BEPRÖVADE RESULTAT REVITALISERINGSSTUDIE

En in vivo-studie har genomförts på kvinnliga försökspersoner mellan 25–60 år med milda till måttliga celluliter på övre lår, överarmar och/eller mage och som getts i uppgift att utföra en ageLOC WellSpa iO-rutin. 33 av dem använde följande rutin: ageLOC Body Polish som en exfolierande rengöring tre gånger i veckan på ovan nämnda områden, WellSpa iO-apparaten med ageLOC Body Serum i tre minuter, tre gånger i veckan, och ageLOC Dermatic Effects två gånger om dagen. Varje behandlingsområde bedömdes genom klinisk utvärdering och egenbedömning vid baslinjen och vecka två, fyra, åtta och tolv. Baksidan av övre låret var också föremål för utvärdering genom Cutometer-instrumentering vid samma tidpunkter.

Cutometer-resultat som illustrerar förbättringar vad gäller fasthet och elasticitet på huden på låren redovisas nedan.



Den kliniska bedömaren har utvärderat uppkomsten av celluliter för varje område. Nedan följer en illustration över de förändringar som uppmärksammats på låret.



Försökspersoner uppmärksammade även förbättringar i hudens utseende inom ramen för följande egenskaper för varje område:

- Cellulit
  - Fasthet
  - Contouring
  - Utseende
  - Släthet
  - Återfuktning
  - Tighet
- sammantaget

Som ett led i samma studie med en annan grupp bestående av 32 kvinnliga försökspersoner bland deltagarna som följt revitaliseringsrutinen har vår forskning också visat att fördelar kan uppmärksammas snabbare och med bättre resultat efter 12 veckor vid ökad användning av ageLOC WellSpa iO-apparaten + ageLOC Body Serum (max fem gånger i veckan) och timing (fem minuter per område på kroppen).

## ANVÄNDNING

Se ageLOC WellSpa iO system-manualen före användning för säkerhetsinformation samt Vera-appen för anvisningar om användning. Oavsett vilken rutin du väljer har vi formulerat våra exklusiva, leave-on produkter med ageLOC ingredienser som riktar in sig på synbara källor till hudens åldrande för att bibehålla ett ungdomligt utseende.

## REVITALISERINGSRUTIN

ageLOC Body Polish + ageLOC WellSpa iO-apparat + ageLOC Body Serum + ageLOC Dermatic Effects

Använd tre gånger i veckan eller dagligen. Efter rengöring, applicera ageLOC Body Polish i duschen och klappa huden torr, applicera en tillräcklig mängd ageLOC Body Serum på behandlingsområden (exempelvis överarmar, över lår/stuss, eller mage) efter rengöring och påbörja ditt ageLOC WellSpa iO-behandlingstillfälle.

Svep apparaten lätt över huden mot kroppens mittpunkt och sedan ned med långsamma, cirkulära rörelser. Applicera serumet igen efter behov under behandlingstillfället för att säkerställa jämn, regelbunden anslutning mellan huden och enheten. Massera in eventuellt återstående serum in i huden. Som ett slutligt steg, applicera ageLOC Dermatic Effects genom att massera in det i en fast, cirkulär uppåtgående rörelse.

## ÅTERSTÄLLNINGS- OCH AVKOPPLINGSRUTINER

ageLOC WellSpa iO-apparat + ageLOC Body Activating Gel

Applicera en tillräcklig mängd ageLOC Body Activating Gel på önskade behandlingsområden på rengjord hud. Använd tillsammans med ageLOC WellSpa iO-apparaten.

Svep apparaten lätt över kroppen i långa uppåtgående rörelser för återställningsrutinen. Roterä därefter apparaten för att flytta till nästa del tills hela kroppsytan har täckts. Massera in eventuell återstående gel in i huden. Använd upp till en gång per dag.

Svep apparaten lätt över kroppen i långsamma, uppåtgående cirkulära rörelser och ägna särskild uppmärksamhet åt spända områden för avkopplingsrutinen. Roterä därefter apparaten för att flytta till nästa del tills hela kroppsytan har täckts. Massera in eventuell återstående gel in i huden. Använd upp till en gång per dag.

OBS! Anslut till Nu Skin Vera-appen eller se ageLOC WellSpa iO-manualen för fullständig information om användning.

## VERKSAMMA INGREDIENSER I VÅRA AGELOC-PRODUKTER

### AGELOC BODY SERUM

ageLOC Body Serum som används tillsammans med ageLOC WellSpa iO-apparaten har formulerats för hud med synliga celluliter. Den verkar för synbara konturer, förbättring av hudens ljushet och hudens helhetsutseende. Den kan inte endast hjälpa till att synbart ge huden spänst och fasthet, den innehåller dessutom en blandning av återfuktande ingredienser som stödjer hudens jämnhet och förbättrar utseendet på rynkig hud för ett mer ungdomligt utseende.

- **Body Silhouette Blend** – en noggrant framtagen blandning av botaniska ingredienser som utformats för hud som lider av celluliter. Blandningen riktar in sig på flera faktorer för att blottlägga ett fast, format och lyft utseende på huden.
- **AI-peptid** – en unik naturlig oligopeptid som identifierats med hjälp av AI för att förbättra hudens spänst och jämnhet.
- **Caesalpinia Spinosa-frukt och Kappap-hycus Alvarezii-extrakt** – hjälper till att förbättra hudens spänst och jämnhet.
- **Hudvårdande blandning** (solros, macadamia, allantoin, och pantenol) – hjälper till att förbättra hudens helhetsutseende.
- **ageLOC-blandning** – våra egna ingredienser som inriktar sig på synbara källor till hudens åldrande för att upprätthålla en ungdomlig hy.

## AGELOC BODY ACTIVATING GEL

ageLOC Body Activating Gel lämnar en kylande känsla efter sig i samband med dina återställnings- och avkopplingsrutiner med ageLOC WellSpa iO. Formulan har framtagits för att fungera ihop med ageLOC WellSpa iO-apparaten.

- **WellBe Blend** – en noggrant utformad blandning av rotextrakt av Crithimum Maritimum och Ashwagandha (rotextrakt av Withania Somnifera) som hjälper till att rikta in sig på den allmänna känslan av välbefinnande.
- **ageLOC-blandning** – våra egna ingredienser som inriktar sig på synbara källor till hudens åldrande för att upprätthålla en ungdomlig hy.

## PROVA IHOP MED DESSA\*

- ageLOC Body Polish
- ageLOC Dermatic Effects®
- Epoch® IceDancer Invigorating Leg Gel
- Beauty Focus MultiBeauty

\* Kontrollera dina marknaders webbplatser för lokal produktillgänglighet.

## LÄS MER

### Hur integrerar ni skönhet och wellness i ett apparatsystem?

Vi ser på kroppen som ett ekosystem och strävar efter holistiska lösningar som kompletterar våra personliga behov av välbefinnande som är i ständig utveckling. Det är precis vad ageLOC WellSpa iO system gör. Från fantastiska ageLOC-formulas till apparatens unika design, adaptiva mikroström och anslutna iO-upplevelse. ageLOC WellSpa iO system ger revitaliserande, återställande avkopplande skönhets- och wellnessfördelar som hjälper dig se bra ut och må bra.

### Vad gör ageOC WellSpa iO System unikt?

Med ageLOC WellSpa iO system har vi föreställt oss en SPA-upplevelse hemma. De medföljande topiska ämnena som ska användas med apparaten - ageLOC Body Serum and ageLOC Body Activating Gel erbjuder en sömlös leave-on upplevelse med noggrant utvalda ingredienser. ageLOC Body Polish ger samtidigt kompletterande fördelar i form av rengöring och polering av huden för en jämn och strålande yta under tiden som ageLOC Dermatic Effects verkar för att förbättra hudens fasthet i form av din dagliga body contouring lotion. ageLOC WellSpa iO-apparaten införlivar en unik metallisk nod som är föremål för patentansökan och som hjälper till att ge en smidig, behaglig massage samtidigt som den bidrar till att stimulera huden. Dessa metalliska nodulers unika design passar din kropps konturer perfekt och glider smidigt över huden. Apparaten använder också en adaptiv mikroström (adaptiv, bifasisk pulserande mikroström) som löpande anpassar sig till ändringar i hudkonduktiviteten vid varje behandlingstillfälle för att ge dig en optimal, individanpassad och behaglig upplevelse. Systemet hjälper inte enbart till att forma huden och göra den vackrare, den revitaliserar också för en allmänt upplyftande upplevelse och ger dig kraften att skraddarsy din skönhets- och wellnessresa.

### Hur skiljer sig mikroströmmen i ageLOC WellSpa iO från ageLOC Galvanic Body Spa?

ageLOC Galvanic Body Spa använder en pulserande direkt ström. ageLOC WellSpa iO använder å andra sidan en adaptiv mikroström. Det är en bifasisk pulserande ström som löpande anpassar sig till hudkonduktiviteten i realtid. Möjligheten att anpassa sig till hudkonduktiviteten gör att apparaten kan ge optimal strömintensitet utan att äventyra komfort.

### Vilken är den maximala tiden som rekommenderats att använda ageLOC WellSpa iO system?

Du kan använda ageLOC WellSpa iO-systemet på varje kroppsdel upp till fem minuter. Vänligen se till att du följer bruksanvisningarna.

### Varför råder olika användningsrörelser för ageLOC WellSpa iO?

De som är ute efter att revitalisera utseendet behöver använda rörelser som riktar sig uppåt och/eller inåt samtidigt som man får en varsam massage på området för att hjälpa till att förbättra hudens utseende.

De som vill återställa sitt välbefinnande och rikta in sig på ett helt område (exempelvis hela låret, hela armen) rekommenderas att fokusera på grundläggande uppåtgående och inåtgående rörelser. Under en avkopplingsrutin ligger fokus på särskilda muskelgrupper genom varsam massage som hjälper dem att slappna av. Mindre cirkulära uppåtgående/inåtgående rörelser önskas här därför att föredra.

### Varför har de metalliska noderna en sådan unik form?

ageLOC WellSpa iO-apparatens unika metalliska noddesign har utformats för att hjälpa till att ge en smidig, behaglig manuell massage som bidrar till att stimulera huden. Apparaten har utformats för att passa kroppens konturer perfekt och glida smidigt över huden.

### Måste jag koppla upp mig till appen för att använda min ageLOC LumiSpa iO?

Du kan njuta av alla skönhetsförbättrande hudfördelar även om du inte kopplar apparaten till appen. ageLOC WellSpa iO har dock skapats för att anslutas så om du vill dra nytta av alla funktioner som utformats specifikt för dig, däribland individanpassade inställningar om användningsmål, guideade tutorials, skräddarsydda rutiner, och spårning av användning.

### Hur vet jag vilken rutin som är rätt för mig?

Du känner till dina skönhets- och wellness-behov bäst och det finns massvis med rutiner att välja bland i Vera-appen. Du är välkommen att testa alla för att ta del av alla otroliga fördelar vi är säkra på att din kropp och hud kommer att älska.

### Hur stödjer ageLOC WellSpa iO-apparaten Nu Skins hållbarhetsåtagande?

Som ansvarsfulla förvaltare av vår planet har vi utformat ageLOC WellSpa iO-apparaten med ett laddningsbart batteri som gör att apparaten håller längre. Vänligen kontrollera dina lokala möjligheter och återvinn den där det är möjligt. Besök [www.nuskin.com/sustainability](http://www.nuskin.com/sustainability) för mer information och detaljer om återvinning.

## VAD INNEHÅLLER PRODUKTEN

### AGELOC BODY SERUM

Ingredienser: Aqua, Glycerin, Propanediol, Pentylene Glycol, PEG-16 Macadamia Glycerides, PEG-10 Sunflower Glycerides, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Panthenol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Arginine, Allantoin, Caprylyl Glycol, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Kappaphycus Alvarezii Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Crithmum Maritimum Extract, Oligopeptide-1, Hydroxyacetophenone, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tocopherol, Benzotriazolyl Dodecyl P-Cresol, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether, Carbomer, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Benzyl Salicylate.

## AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Ingredienser: Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Fructose, Caprylyl Glycol, Allantoin, Bisabolol, Panthenol, Withania Somnifera Root Extract, Sodium PCA, Oryza Sativa Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Crithmum Maritimum Extract, Carbomer, Disodium EDTA, Aminomethyl Propanol, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene.

Skanna QR-koden för att ansluta med Vera

